


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Peroxyrédoxine 5 (Prdx5) Pour Wb, Elisa - P30044

Numéro d'article: CM0009859



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la PRDX5 humaine, validé pour WB et ELISA. Détecte une bande d'environ 22 kDa dans des échantillons humains, de souris et de rat. Cible l'enzyme antioxydante mitochondriale peroxyrédoxine-5, protégeant les cellules contre le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-peroxyrédoxine 5 (PRDX5)
Remarques / Alias	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBB110; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	25824
GeneID	25824
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30044
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace