


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Péroxiredoxine 5 (Prdx5) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P30044

Numéro d'article: CM0006905



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Peroxiredoxine 5 (PRDX5) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le stress oxydatif. Haute spécificité ciblant les isoformes mitochondriales, cytoplasmiques et peroxysomales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-Péroxiredoxine 5 (PRDX5)
Remarques / Alias	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBBI10; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxine 5 (PRDX5)
Espèce	Humain
GeneID	25824
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 53-214 de la Peroxiredoxine 5 (PRDX5) humaine (NP_036226.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30044
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace