


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Peroxyrédoxine 5 (Prdx5) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P30044

Numéro d'article: CM0029988



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la Peroxyrédoxine 5 (PRDX5), validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Convient à l'étude du stress oxydatif et de la défense antioxydante dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Peroxyrédoxine 5 (PRDX5) p Lapin
Remarques/Alias	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBB110; AOEB166; HEL-S-55; Peroxyrédoxine 5 (PRDX5)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25824
GeneID	25824
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 53-214 de la Peroxyrédoxine 5 humaine (PRDX5) (NP_036226.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30044
Poids moléculaire	22kDa
Expédition	Sac de glace