


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Peroxi-rédoxine 5 (Prdx5) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P30044

Numéro d'article: CM0014246



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-peroxi-rédoxine 5 (PRDX5) de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la PRDX5 humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif, la défense antioxydante et les peroxysomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-peroxi-rédoxine 5 (PRDX5)
Remarques/Alias	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBB110; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25824
GeneID	25824
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 53-214 de la peroxi-rédoxine 5 humaine (PRDX5) (NP_036226.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30044
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace