

Anticorps Monoclonal Anti-Peroxiredoxin 6 Pour Wb, Elisa - P30041

Numéro d'article: CM0005085

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la peroxyrédoxine 6 (PRDX6) humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et le métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Peroxiredoxin 6 Rabbit mAb
Remarques/Alias	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m; Peroxiredoxin 6
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9588
ID de Gène	9588
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30041
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace