

Anticorps Polyclonal Anti-Peroxiredoxine 6 Pour Wb - P30041

Numéro d'article: CM0019622



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la Peroxiredoxine 6 humaine (PRDX6), pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Protéine de 25 kDa. Enzyme antioxydante avec activité peroxydase et phospholipase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Peroxiredoxine 6 pAb de lapin
Remarques / Alias	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m; Peroxiredoxine 6
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9588
ID du gène	9588
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-224 de la Peroxiredoxine 6 humaine (NP_004896.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30041
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace