

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Peroxyredoxine 6 (Validé Kd) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P30041

Numéro d'article: CM0005195



Introduction

Cet anticorps monoclonal lapin dirigé contre la peroxyredoxine 6 humaine (validé KD) détecte une protéine d'environ 25 kDa, adapté pour WB, IHC-P et ELISA avec une réactivité croisée humaine et rat. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et le métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KD] Peroxyredoxine 6 mAb Lapin
Remarques/Alias	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m
Espèce	Humain
GeneID	9588
Immunogène	Protéine de fusion recombinante la contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-224 de la peroxyredoxine 6 humaine (NP_004896.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P30041
Poids Protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace