

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Perp Pour Wb, Ihc, If - Q96Fx8

Numéro d'article: CM0005944

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-PERP (Q96FX8) validé pour WB, IHC, IF, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible l'effecteur d'apoptose p53 lié à PMP-22, impliqué dans les jonctions des desmosomes et l'intégrité épithéliale. Idéal pour les études sur l'apoptose et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PERP Rabbit mAb
Remarques / Alias	THW, KCP1, EKVP7, OLMS2, PIGPC1, KRTCAP1, dj496H19.1, PERP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64065
GeneID	64065
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 94 et 193 de la protéine PERP humaine (Q96FX8).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q96FX8
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace