

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pex10 Pour Wb Et Elisa - 060683

Numéro d'article: CM0021139

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible la protéine humaine PEX10, validé pour la WB et l'ELISA avec une réactivité croisée chez la souris. Convient à l'étude de la biogenèse des peroxysomes et des voies de recyclage de PEX5 en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PEX10 pAb de lapin
Remarques/Alias	NALD ; PBD6A ; PBD6B ; RNF69 ; PEX10
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5192
ID du gène	5192
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10 à 160 de la PEX10 humaine (NP_002608.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	O60683
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac réfrigérant