

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pex11B Pour Wb Et Elisa - O96011

Numéro d'article: CM0019426

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PEX11B humain (Péroxine-11B), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études sur la prolifération et la division des peroxysomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PEX11B pAb de lapin
Remarques/Alias	PEX14B ; PEX11beta ; PEX11-BETA ; PEX11B
Espèce	Humaine
ID du gène	8799
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100 à 180 de PEX11B humain (NP_003837.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O96011
Poids moléculaire	28 kDa
Expédition	Sac réfrigérant