

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pex12 Pour Western Blot Et Elisa - O00623

Numéro d'article: CM0017342

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-PEX12 est validé pour le Western blot et l'ELISA et cible la protéine 12 d'assemblage des peroxysomes humaine (PAF-3). Il est idéal pour les études de biogenèse des peroxysomes et de recyclage du récepteur PEX5. Commandez auprès de CamelBio pour des matières premières fiables destinées au DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PEX12 pAb de lapin
Remarques/Alias	PAF-3 ; PBD3A ; PEX12
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5193
ID du gène	5193
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290 à 359 de la PEX12 humaine (NP_000277.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O00623
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace