


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pex19 Pour Wb Et Elisa - P40855

Numéro d'article: CM0002161



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-PEX19 de CamelBio, validé pour le western blot et l'ELISA, reconnaît spécifiquement le PEX19 humain. Essentiel pour les études de biogenèse peroxysomale, la recherche sur le cycle cellulaire et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-PEX19
Remarques/Alias	PXF ; HK33 ; PMP1 ; PMPI ; PXMP1 ; PBD12A ; D1S2223E ; PEX19
Espèce	Humain
Identifiant du gène	5824
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 du PEX19 humain (P40855)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40855
Poids moléculaire protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace