


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pex19 Pour Wb, If-P, Elisa - P40855

Numéro d'article: CM0028415



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PEX19 humain (Peroxine-19) validé pour WB, IF-P, ELISA. Détecte le PEX19 chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la biogenèse des peroxysomes et le trafic des protéines membranaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PEX19 Lapin pAb
Remarques/Alias	PXF; HK33; PMP1; PMPI; PXMP1; PBD12A; D1S2223E; PEX19
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5824
GeneID	5824
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-299 du PEX19 humain (NP_002848.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40855
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace