

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pex2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P28328

Numéro d'article: CM0020559

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PEX2 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte PEX2 chez l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur la biogenèse des peroxysomes et le recyclage de PEX5. Convient aux études sur la pexophagie et les troubles peroxysomaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PEX2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PAF1; PMP3; ZWS3; PBD5A; PBD5B; PMP35; PXMP3; RNF72; PEX2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5828
GeneID	5828
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de la PEX2 humaine (NP_001165558.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28328
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace