


Anticorps Polyclonal Anti-Pex3 Pour Wb, Elisa - P56589

Numéro d'article: CM0029262



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PEX3 humain (TRG18/PBD10A). Validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des peroxysomes et le syndrome de Zellweger.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PEX3 Lapin pAb
Remarques/Alias	TRG18; PBD10A; PBD10B; PEX3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8504
GeneID	8504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 144-373 du PEX3 humain (NP_003621.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56589
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace