

Anticorps Polyclonal Anti-Pex5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P50542

Numéro d'article: CM0018103



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PEX5 humain, validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réactif croisé avec la souris et le rat. Cible le récepteur du signal de ciblage peroxysomal 1 ; essentiel pour la recherche sur la biogenèse des peroxysomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PEX5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PXR1; PBD2A; PBD2B; PTS1R; RCDP5; PTS1-BP; PEX5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5830
GeneID	5830
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 364-631 du PEX5 humain (NP_000310.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50542
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace