

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pex6 Pour Wb, Elisa - Q13608

Numéro d'article: CM0013538

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PEX6 humain, une ATPase AAA peroxisomale essentielle à l'importation des protéines dans les peroxysomes. Validé en WB et ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des peroxysomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PEX6 pAb de lapin
Remarques/Synonymes	PAF2 ; HMLR2 ; PAF-2 ; PBD4A ; PDB4B ; PXAAA1 ; PEX6
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5190
ID du gène	5190
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 741-980 de PEX6 humain (NP_000278.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q13608
Poids de la protéine	104 kDa
Expédition	Sac réfrigérant