

Anticorps Polyclonal Anti-Pfas Pour Wb, Elisa - 015067

Numéro d'article: CM0019505

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PFAS humain (PURL, FGAMS) pour le Western blot et l'ELISA ; réagit également avec les protéines de souris et de rat ; adapté à la recherche sur la biosynthèse des purines et au développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PFAS Rabbit pAb
Remarques/alias	PURL ; FGAMS ; GATD8 ; FGARAT ; FGAR-AT ; PFAS
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5198
GeneID	5198
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 du PFAS humain (NP_036525.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	015067
Poids de la protéine	145 kDa
Expédition	Sac réfrigérant