


Anticorps Polyclonal Anti-Pfdn1 Pour Wb, Elisa - 060925

Numéro d'article: CM0025798



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre PFDN1, une sous-unité de préfoldine impliquée dans le repliement des protéines. Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PFDN1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PDF; PFD1; PFDN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5201
GeneID	5201
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-122 de PFDN1 humain (NP_002613.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60925
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace