


Anticorps Polyclonal Anti-Pfdn2 Pour Wb, Elisa - Q9Uhv9

Numéro d'article: CM0012991



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la PFDN2 humaine (sous-unité 2 de la prefoldine). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'homme et la souris. Un outil utile pour les études sur les chaperonnes et le repliement des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PFDN2 pAb de lapin
Remarques / Alias	PFD2 ; PFDN2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5202
GeneID	5202
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UHV9
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac isotherme