


Anticorps Polyclonal Anti-Pfdn5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99471

Numéro d'article: CM0029874



Introduction

Anticorps Polyclonal Anti-PFDN5 de Lapin validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le PFDN5 humain, souris, rat, une chaperonne prefoldin régulant la transcription de MYC. Idéal pour la recherche sur le repliement des protéines et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PFDN5 Lapin pAb
Remarques/Alias	MM1; MM-1; PFD5; PFDN5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5204
GeneID	5204
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99471
Poids Protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace