


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pfdn5 Pour Wb, If, Elisa - Q99471

Numéro d'article: CM0008385



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité dirigé contre la PFDN5 humaine (MM1), validé pour la WB, l'IF et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la modulation de c-Myc et des fonctions chaperonnes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-PFDN5
Remarques/Alias	MM1 ; MM-1 ; PFD5 ; PFDN5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5204
GeneID	5204
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 154 de la PFDN5 humaine (Q99471).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q99471
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac réfrigérant