


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pfkfb3 (Ipfk-2) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16875

Numéro d'article: CM0007052



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine PFKFB3 humaine (iPFK-2), validé pour Western Blot, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la glycolyse et le métabolisme cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PFKFB3 de lapin
Remarques / Alias	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5209
Identifiant du gène	5209
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 500 de la PFKFB3 humaine (NP_004557.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16875
Poids de la protéine	57 kDa / 58 kDa / 59 kDa / 60 kDa
Expédition	Sac de glace