


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pfkfb3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16875

Numéro d'article: CM0017371



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant PFKFB3 (6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 3). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour les études métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PFKFB3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PFK2 ; IPFK2 ; IPFK-2 ; PFKFB3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5209
GeneID	5209
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de PFKFB3 humain (NP_004557.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q16875
Poids moléculaire protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace