


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pfkl Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17858

Numéro d'article: CM0026967



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PFKL humain (phosphofructokinase de type hépatique, P17858). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Convient pour les études sur la glycolyse et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PFKL Lapin pAb
Remarques/Alias	PFK-B; PFK-L; ATP-PFK; PFKL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5211
GeneID	5211
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 700-780 du PFKL humain (NP_002617.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17858
Poids Moléculaire	85kDa
Expédition	Sac de glace