

Anticorps Polyclonal Anti-Pfkm Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08237

Numéro d'article: CM0027290



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PFKM humain (6-phosphofructokinase dépendante de l'ATP, type musculaire) validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Immunogène recombinant pour la recherche sur la glycolyse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PFKM Lapin pAb
Remarques/Alias	GSD7 ; PFK1 ; PFKA ; PFKX ; PFK-1 ; PFK-A ; ATP-PFK ; PPP1R122 ; PFKM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5213
GeneID	5213
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 501-780 du PFKM humain (NP_001160160.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08237
Poids moléculaire protéique	85 kDa
Expédition	Sac de glace