

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pfkm Pour Wb - P08237

Numéro d'article: CM0012703



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ATP-dépendante 6-phosphofructokinase de type musculaire humaine (PFKM/P08237). Validé pour Western blot et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la glycolyse et les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PFKM Rabbit mAb
Remarques/Alias	GSD7; PFK1; PFKA; PFKX; PFK-1; PFK-A; ATP-PFK; PPP1R122; PFKM
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5213
GeneID	5213
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de la fructose 6 phosphate kinase humaine (P08237).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08237
Poids protéique	85 kDa
Expédition	Sac de glace