


Anticorps Polyclonal Anti-Pfcp Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q01813

Numéro d'article: CM0025500



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre PFKP, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec le PFKP humain, souris et rat d'environ 86 kDa. Idéal pour les études sur la glycolyse et le métabolisme cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PFKP Lapin pAb
Remarques/Alias	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5214
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 336-540 du PFKP humain (NP_002618.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01813
Poids Protéique	86kDa
Expédition	Sac de glace