


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pfkp Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q01813

Numéro d'article: CM0003810



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la PFKP humaine, validé pour Western blot, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la glycolyse et le métabolisme cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PFKP Rabbit mAb
Remarques / Alias	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
Espèce	Humain
ID du gène	5214
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 336-540 de la PFKP humaine (NP_002618.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01813
Poids de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace