


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pfcp Pour Wb Et Elisa - Q01813

Numéro d'article: CM0020683



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PFKP humaine (phosphofructokinase, type plaquettaire). Convient pour les applications WB et ELISA. Utile pour étudier la glycolyse, le métabolisme du cancer et les voies de signalisation associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PFKP Rabbit pAb
Remarques/Alias	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5214
Identifiant du gène	5214
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 605-784 de la PFKP humaine (NP_002618.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q01813
Poids protéique	86kDa
Expédition	Sac de glace