

Anticorps Polyclonal Anti-Pfn2 Pour Wb, Elisa - P35080

Numéro d'article: CM0022259



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la Profiline-2 (PFN2) humaine pour western blot (WB) et ELISA. Réagit de façon croisée avec l'humain, la souris et le rat. Adapté pour les études sur le cytosquelette et la dynamique de l'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre PFN2
Remarques / Alias	PFL; D3S1319E; PFN2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5217
GeneID	5217
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 140 de la PFN2 humaine (NP_444252.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35080
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace