

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pfn2 Pour Wb, Elisa - P35080

Numéro d'article: CM0027530



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Profiline-2 (PFN2) humaine, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Détecte la PFN2 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la dynamique de l'actine et de l'organisation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PFN2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PFL; D3S1319E; PFN2
Espèce	Humaine
Identifiant de gène (Humain)	5217
Identifiant de gène	5217
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-140 de la PFN2 humaine (P35080)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35080
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace