

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pga5 Pour Wb Et Elisa - P0Djd9

Numéro d'article: CM0018155

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PGA5 validé pour la WB et l'ELISA. Reconnaît la PGA5 humaine, murine et de rat. Idéal pour l'étude de la fonction du pepsinogène-5 dans la digestion et la protéolyse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGA5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Pg5 ; PGA5
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	5222
GenelD	5222
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 63-180 de la PGA5 humaine (NP_055039.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	P0DJD9
Poids moléculaire	42 kDa
Expédition	Sac de glace