

Anticorps Monoclonal Anti-Pgam1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P18669

Numéro d'article: CM0011207



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la PGAM1 humaine, adapté au Western blot, à l'immunohistochimie et à l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Un choix optimal pour la recherche sur la glycolyse, les études sur le métabolisme cancéreux et l'approvisionnement en matières premières diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGAM1 mAb de lapin
Remarques / Alias	PGAMA ; PGAM-B ; HEL-S-35 ; PGAM1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5223
GenelD	5223
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18669
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace