

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pgam1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P18669

Numéro d'article: CM0026900



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PGAM1 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la glycolyse et le métabolisme cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGAM1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PGAMA ; PGAM-B ; HEL-S-35 ; PGAM1
Espèce	Humain
ID du gène	5223 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 254 de la PGAM1 humaine (NP_002620.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18669
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace