

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pgam2 Pour Wb, If-P, Elisa - P15259

Numéro d'article: CM0028333

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PGAM2 humaine, une phosphoglycérate mutase spécifique du muscle impliquée dans la glycolyse. Validé pour les applications WB, IF-P, ELISA avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PGAM2 Lapin pAb
Remarques/Alias	GSD10 ; PGAMM ; PGAM-M ; PGAM2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5224
GeneID	5224
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-253 de la PGAM2 humaine (NP_000281.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15259
Poids Moléculaire Protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace