

Anticorps Polyclonal Anti-Pgam5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Hs1

Numéro d'article: CM0015463



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PGAM5 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Convient pour l'étude de la dynamique mitochondriale, la mitophagie et la nécroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGAM5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BXLBV68; PGAM5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	192111
Identifiant du gène	192111
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-146 de la PGAM5 humaine (NP_001164014.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96HS1
Poids de la protéine	32kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace