

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pgam5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Hs1

Numéro d'article: CM0006283



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PGAM5 (protéine de liaison à Bcl-XL v68) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte la PGAM5 humaine (Q96HS1), une phosphatase mitochondriale à sérine/thréonine régulant la mitophagie et la nécrose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGAM5 Rabbit mAb
Remarques/Alias	BXLBV68; PGAM5
Espèce	Humaine
GenelD	192111
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-146 de la PGAM5 humaine (NP_001164014.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q96HS1
Poids de la protéine	32 kDa/28 kDa
Expédition	Poche de glace