

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pgbd1 Pour Wb Et Elisa - Q96Js3

Numéro d'article: CM0023551

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PGBD1 humain (SCAND4), validé pour WB et ELISA. PGBD1 est une protéine dérivée de transposase nucléaire qui régule l'expression des gènes neuronaux et l'assemblage des paraspeckles. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGBD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SCAND4; HUCEP-4; dj874C20.4; PGBD1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84547
GeneID	84547
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-450 de PGBD1 humain (NP_115896.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96JS3
Poids moléculaire	93kDa
Expédition	Sac de glace