

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pgc1 Alpha - O70343

Numéro d'article: CM0020827



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PGC1 alpha (PPARGC1A), validé pour WB, IF, IHC-P et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la régulation métabolique et de la biologie mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGC1 alpha Rabbit pAb
Remarques / Alias	Pgc1; PGC-1; Pgco1; Gm11133; Ppargc1; Pgc-1alpha; A830037N07Rik; PPARGC-1-alpha; PGC1 alpha
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	10891
ID du gène	19017
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de PGC1 alpha de souris (NP_032930.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	O70343
Poids de la protéine	91 kDa
Expédition	Sac de glace