


Anticorps Monoclonal Anti-Pgc1 Bêta Pour Wb Et Elisa - Q86Yn6

Numéro d'article: CM0010768



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-PGC1 bêta, validé pour la WB et l'ELISA, réactif avec les échantillons humains et de rat. Convient à l'étude des fonctions de coactivateur transcriptionnel dans le métabolisme et la biogenèse mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGC1 bêta Rabbit mAb
Remarques/Alias	PERC ; ERRL1 ; PGC1B ; PGC-1(beta) ; PGC1 bêta
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	133522
GeneID	133522
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 924 et 1023 de la PGC1 bêta humaine (NP_573570.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	Q86YN6
Poids moléculaire	113 kDa
Expédition	Sac réfrigérant