


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pgc1A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9UbK2

Numéro d'article: CM0014513



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PGC1 α (PPARGC1A), adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Pour la recherche sur le métabolisme, la gluconéogenèse et le rythme circadien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGC1 α pAb de lapin
Remarques / Alias	LEM6; PGC1; PGC1A; PGC-1v; PPARGC1; PGC-1alpha; PGC-1(alpha); PGC1 α
Espèce	Humain
ID du gène	10891
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 610-798 de PGC1 α humain (NP_037393.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBK2
Poids protéique	91kDa
Expédition	Sac de glace