


Anticorps Monoclonal (Mab) De Lapin Anti-Pgc1A/B Pour Wb, Elisa - Q9UbK2/Q86Yn6

Numéro d'article: CM0002716



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant PGC1α/β (PPARGC1A/PPARGC1B), un coactivateur de transcription régulant le métabolisme et la fonction mitochondriale. Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche métabolique, sur la thermogenèse et les rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb de Lapin PGC1α/β
Remarques/Alias	LEM6; PGC-1(alpha); PGC-1alpha; PGC-1v; PGC1; PGC1A; PPARGC1; ERRLL1; PERC; PGC-1(beta); PGC1B; PGC1α/β
Espèce	Humain
GenelD (humain)	10891/133522
GenelD	10891/133522
Immunogène	Peptide Synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 699-798 du PGC1α/β humain (NP_037393.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UBK2/Q86YN6
Poids Protéique	113kDa
Expédition	Sac de glace