

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pgd Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P52209

Numéro d'article: CM0003371



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PGD validé pour les applications WB, IF/ICC, IP, ELISA. Détecte la PGD humaine, murine, de rat (53 kDa). Essentiel pour les études de la voie des pentoses phosphates et du métabolisme du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGD Rabbit mAb
Remarques/Alias	6PGD ; PGD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5226
GeneID	5226
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 384 et 483 de la PGD humaine (P52209).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52209
Poids moléculaire protéique	53 kDa
Expédition	Sac de glace