

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pgd Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52209

Numéro d'article: CM0026518



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PGD humain (6-phosphogluconate déshydrogénase). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le PGD endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Essentiel pour la recherche sur la voie des pentoses phosphates et les études métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGD Lapin pAb
Remarques/Alias	6PGD; PGD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5226
GeneID	5226
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 184-483 du PGD humain (NP_0026222).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52209
Poids moléculaire	53kDa
Expédition	Sac de glace