

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Récepteur Pge Ep1 (Ptger1) Pour Wb, Elisa - P34995

Numéro d'article: CM0016995



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PTGER1 humain (EP1), validé pour WB et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris. Convient pour les études sur la fonction rénale, la contraction des muscles lisses et la signalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-récepteur PGE EP1 (PTGER1)
Remarques/Alias	EP1 ; Récepteur PGE EP1 (PTGER1)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5731
GeneID	5731
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 du récepteur PGE EP1 humain (récepteur PGE EP1 (PTGER1)) (NP_000946.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P34995
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace