


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Récepteur Ep3 De La Pge (Ptger3) Pour Wb, Elisa - P43115

Numéro d'article: CM0027744



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PTGER3 humain (récepteur EP3), validé pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Explorez la recherche sur la signalisation des prostaglandines avec les matières premières fiables de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-récepteur EP3 de la PGE (PTGER3)
Remarques/Alias	EP3 ; EP3e ; EP3-I ; EP3-II ; EP3-IV ; EP3-VI ; PGE2-R ; EP3-III ; Inc003875 ; Récepteur EP3 de la PGE (PTGER3)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5733
GeneID	5733
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-53 du récepteur EP3 de la PGE humain (PTGER3) (NP_942009.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P43115
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace