

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Récepteur Ep4 De La Pge (Ptger4) Pour Wb, Elisa - P35408

Numéro d'article: CM0020959



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le sous-type EP4 du récepteur de la prostaglandine E2 (PTGER4). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez le rat. Utile pour l'étude de la relaxation des muscles lisses médiée par les GPCR et de la fonction rénale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-récepteur EP4 de la PGE (PTGER4)
Remarques/Alias	EP4 ; EP4R ; récepteur EP4 de la PGE (PTGER4)
Espèce	Humain
GenelD (humain)	5734
GenelD	5734
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-488 du récepteur EP4 humain de la PGE (PTGER4) (P35408)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P35408
Poids moléculaire de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac réfrigérant