


Anticorps Polyclonal Anti-Pghs-2 Pour Wb - P35354

Numéro d'article: CM0019801



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PGHS-2 humaine (COX-2/PTGS2), adapté au Western blot. Cette enzyme joue un rôle central dans la biosynthèse des prostanoïdes et la réponse inflammatoire. À utiliser pour la recherche sur l'inflammation et le métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PGHS-2
Remarques / Alias	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS
Réactivité inter-espèces	Humain
GeneID (Humain)	5743
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 505 et 604 de la COX2/PTGS2 humaine (P35354).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P35354
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace