

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pgk1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P00558

Numéro d'article: CM0014254



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PGK1 (phosphoglycérate kinase 1). Validé en WB, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Destiné à la recherche sur la glycolyse, la fonction mitochondriale et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGK1 pAb de lapin
Remarques/Alias	PGKA ; MIG10 ; HEL-S-68p ; PGK1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5230
GeneID	5230
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 417 de la PGK1 humaine (NP_000282.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P00558
Poids moléculaire	45 kDa
Expédition	Sac de glace